

## UN TEST BLADDER EPICHECK® VIENT DE VOUS ÊTRE PRESCRIT PAR VOTRE UROLOGUE

### 1 Quelles sont les étapes clefs pour la réalisation de ce test ?

Récupérer un flacon auprès d'un laboratoire de ville INOVIE (tous nos laboratoires sur [www.inovie.fr](http://www.inovie.fr)).

Vous avez la possibilité de remplir l'échantillon d'urine au laboratoire ou à domicile.

### 2 Recueillir vos urines à partir du 1er jet, remplir le flacon (volume minimal requis : 10mL).

### 3 Conserver votre échantillon au réfrigérateur (+2°C à +8°C).

**Attention** : Ne pas transférer les urines dans un autre contenant, les laisser dans le flacon d'origine.

### 4 Déposer votre flacon d'urines dans un délai maximum de 6h du lundi au jeudi dans le laboratoire de ville INOVIE, accompagné de la fiche de renseignements cliniques et de la prescription médicale remise par votre médecin.

### 5 Vous n'avez rien à régler au laboratoire de ville pour ce test.